



ClotStop[®] Catheter for chest drainage


Exclusively distributed in Europe by Medela

**Bezpečnější péče pro
rychlejší zotavení**

medela 
THE SCIENCE OF CARE™

Medela nabízí komplexní řešení hrudní drenáže

Představení katetrů ClotStop®



**Bezpečnější péče pro
rychlejší zotavení**

Komplexní řešení Medely pro
mediastinální a pleurální
drenáž

ClotStop® katétry

Prospektivní observační studie ukazuje, že u 36 % hrudních drenáží dojde po kardiochirurgickém zákroku k okluzi.

86 % těchto okluzí se vyskytují uvnitř pacienta a nejsou viditelné pro lékaře a ošetřující personál.

Jedinečný povlak ClotStop® pomáhá minimalizovat riziko ulpívání sraženin na povrchu a tím i okluzi katétru.



ClotStop® katétry

Bezpečné a účinné použití od operace až po rekonvalescenci

- Inovativní hydrogelový polymerový povlak ClotStop®
- Podpora nepřetržitého průtoku bez ucpání
- Minimalizace rizika ulpívání vytvořených sraženin na stěnách katétru
- Zvýšený komfort pacienta díky speciálně vytvořenému silikonovému materiálu a povlaku
- Časová úspora pro zdravotnické pracovníky snížením potřeby provádět „stripping and milking“


Při kontaktu s vodou vytváří povlak ClotStop® tak nízký koeficient tření, že sraženiny a exsudáty nemohou přilnout k povrchu katétru. Tento ultra hladký povlak tvorbě krevních sraženin. Snížený odpor na povrchu katétru podporuje kontinuální odvod tekutiny a snižuje potřebu provádět kontinuální „milking“¹.

Speciální mediastinální katétry s velkou vnitřní plochou a speciální konstrukcí optimalizují průtok katétru a minimalizují tlak na srdce, koronární tepny a štěpy.

Katétry ClotStop® jsou vyrobeny ze silikonu, který zajišťuje snadné a bezpečné umístění do hrudníku. Příjemně měkký materiál umožňuje pacientovi volný pohyb a zvyšuje jeho pohodlí.

Použití katétrů ClotStop® podporuje zvýšenou bezpečnost a zotavení pacienta².

¹ Medela qualitative customer interviews ² Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985;(149):295-298.



ClotStop® katétry

- Podporují nepřetržitý průtok bez ucpání
- Snižují potřebu provádět „milking and stripping“^{2,3}
- Zlepšují pohodlí pacienta⁴

1. Pearce RSC, West LR, Rodeheaver GT, Edlich RF. American Journal of Surgery 1984;148:687.

2. Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985;(149):295-298.

3. Customer surveys

4. Cooke, DT. and David, EA. Thorac Surg Clin 2013;23:17–24.

Evropská reference

Expertenmeinung ClotStop Thorax-Katheter

Hemer, 15. September 2021

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Abteilung Thoraxchirurgie der Lungenklinik Hemer hat insgesamt 20 gerade und 5 gebogene 24 CH ClotStop Katheter der Fa. Medela zur ANWENDUNGSBEOBSCHTUNG erhalten und eingesetzt. Thoraxdrainagen sind postoperativ ein Hauptgrund für lokale Schmerzen und werden daher so früh wie möglich entfernt. Weichere Drainagen könnten vielleicht lokale Beschwerden reduzieren, so unserer Hypothese und Motivation zur Anwendungsbeobachtung. In unserer Klinik wird das gesamte Spektrum an operativen Eingriffen am Thorax angeboten, mit Ausnahme der Lungentransplantation. Im Zeitraum von 2 Wochen im Juni und Juli 2021 wurden die Drainagen konsekutiv bei VATS Lobektomien, Keilresektionen, Pneumothorax-OP und VATS Empyemausräumungen eingesetzt. Mit Ausnahme der Empyemdrainage (1 gerade und eine gebogene Drainage) wurden nur singuläre Drainagen eingesetzt. Seit vielen Jahren verwenden wir Standarddrainagen eines anderen Herstellers, die von der Konsistenz etwas rigider sind.

Anwendung: Die ClotStop Katheter wurden am Ende des Eingriffs angereicht, in NaCl eingetaucht und in der Regel transkutan oder über einen Kamertrokarzugang eingeführt. Die angefeuchtete Drainage fühlt sich etwas weicher an und hat eine geringere Formsteifigkeit als unsere Standarddrainage. Sie muss unter Sicht eingebracht und platziert werden. Durch die geringere Steifigkeit scheint sie sich besser der Oberfläche des Thorax „anmodellieren“ zu können. Umgekehrt zeigte sich, dass bei Vorschleiben durch einen Trokarzugang die Spitze der Drainage leicht auf Höhe des ersten Drainage-Seitloches abknickt, sofern die Spitze an einem Widerstand hängen bleibt. Dies ist unter Sicht mit Hilfe eines Instrumentes leicht zu korrigieren. Die weichere Konsistenz der Drainage kommt sicherlich dem Patientenkomfort entgegen und könnte weniger Irritationen im Interkostalraum verursachen. Diese Hypothese müsste allerdings im Rahmen einer prospektiven Vergleichsstudie evaluiert werden.

Die Nahtfixierung der Drainage geht problemlos, die Verbindung zum doppellumigen Thopaz-Schlauch ist stabil und es kam im Rahmen der Anwendungsbeobachtung zu keinen Problemen. Die Drainageentfernung in Expiration erfolgte ohne Probleme. Katheterverschlebung oder Abknickung außerhalb des Thorax wurden nicht beobachtet. In einem Fall haben wir 3 Eigenblutpleurodesen durch eine gerade Drainage durchgeführt. Am Tag der Drainageentfernung zeigte sich ein Blut-Fibrinkoagel, das vom Thorax bis in den doppellumigen Drainageschlauch reichte, den ClotStop Katheter weitgehend ausfüllte, aber nicht an dessen Innenseite klebte, sondern in voller Länge extrahiert werden konnte.

Zusammenfassend halte ich den ClotStop Katheter für ein viel versprechendes Produkt, das aufgrund seiner weicheren Konsistenz den Patientenkomfort verbessern könnte. Er ist einfach im Handling, sollte vor Fixierung in der Lage kontrolliert werden und erfüllt sonst alle Anforderungen an eine moderne und sichere Thoraxdrainage. Durch seine Konsistenz und Beschichtung scheint das Risiko für Drainageverstopfung deutlich geringer zu sein. Sofern das Produkt mit einem attraktiven



Chefarzt Thoraxchirurgie
PD Dr. med. Stefan Welter
Facharzt für Chirurgie und
Thoraxchirurgie

Hlavní hrudní chirurg

PD Dr. med. Stefan WelterDr.


Použil ClotStop katétry u lobektomie, klínové resekcce, pneumotoraxu a VATS empyému. Používá především jeden odtok.(...)

Měkčí konzistence drenáže je pro pacienta jistě pohodlnější a mohla by způsobit menší dráždění v mezižeberním prostoru.(...) Souhrnně si myslím, že katétr ClotStop je slibný produkt, který by mohl zlepšit pohodlí pacienta díky své měkčí konzistenci. Snadno se s ním manipuluje, jeho polohu je třeba před fixací zkontrolovat a splňuje všechny požadavky moderního a bezpečného hrudního drénu. Díky své konzistenci a povlaku se zdá být riziko ucpání drenáže výrazně nižší.

Portfolio

| Description | Size | Art. No. |
|--|-------|-----------|
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 8 FR | 100008ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 10 FR | 100010ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 12 FR | 100012ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 14 FR | 100014ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale* | 16 FR | 100016ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, right angle, scale* | 16 FR | 111016ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale* | 20 FR | 100020ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, right angle, scale* | 20 FR | 111120ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale* | 24 FR | 100024ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, right angle, scale* | 24 FR | 111124ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale* | 28 FR | 100028ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, right angle, scale* | 28 FR | 111128ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 32 FR | 100032ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, right angle, scale | 32 FR | 111132ATS |
| Silicone Thoracic Catheter with ClotStop®, scale | 36 FR | 100036ATS |
| Mediastinal Drain with ClotStop®, eyes on sides | 7 mm | 111075AT |
| Mediastinal Drain with ClotStop®, eyes on sides | 9 mm | 111095AT |
| Mediastinal Drain with ClotStop®, eyes on top & bottom | 9 mm | 111099AT |

All products are delivered in units of 10 pieces. *These catheters are also available without ClotStop® coating.



- ✓ Všechny katétry jsou vyrobeny ze silikonu
- ✓ Hrudní katétry jsou se stupnicí
- ✓ Hrudní katétry v přímém a pravouhlém provedení
- ✓ Mediastinální katétry: proprietární design, optimalizovaný pro drenáž v mediastinu

Sortimentní strategie

ClotStop Hrudní drenážní katétry

Kardiochirurgové

- Cíloví pacienti: Dospělí a děti
- Doporučení: všechny operace
- Dospělí (90 % případů):
vel. 24 / 28 Fr ~ 70% případů;
vel. 20 Fr ~ 10% případů
- Děti (~10% případů):
vel. 8 – 14 Fr
- Typ Rovný (~ 90% případů)
Úhlový (~ 10% případů)
např. pro nejnižší bod hrudní dutiny
- Mediastinální: 4% kardiochirurgů
používá tento typ katétru

Hrudní chirurgové

- Cíloví pacienti: Dospělí a Pediatrie
- Doporučení: trauma pacienti, děti,
pacienti s empyemem, pacienti s
očekávanou déletrvající drenáží
- Dospělí (94% případů):
vel. 24 / 28 Fr ~ 70% případů
vel. 20 Fr ~ 10% případů
- Děti (~6% případů):
vel. 8 – 14 Fr
- Typ: Rovný (~ 90% případů)
Úhlový (~ 10% případů)
např. pro nejnižší bod hrudní dutiny


Silikonové hrudní drenážní katétry

Hrudní chirurgové

- Cíloví pacienti: Dospělí
- Doporučení: všechny operace kromě
pacientů s traumatem, dětí, potřeba
prodloužené drenáže
- Adults (94% případů):
vel. 24 / 28 Fr ~ 70% případů
vel. 20 Fr ~ 10% případů
- Typ: Rovný (~ 90% případů);
Úhlový (~ 10% případů)
např. pro nejnižší bod hrudní dutiny

Silikonové hrudní katétry

Trend přechodu od PVC k silikonu na mnoha trzích byl způsoben zjištěním o bezpečnosti a lepších výsledcích pro pacienty.



Představení výrobce

- Založena v r.1976 v Torrance, Kalifornie, USA
- Rodinný podnik
- Stanovení standardu > 44 let v silikonových extrudovaných drénech
- Vystavena exkluzivní distribuční smlouva pro Evropu
- Nabídka 2 hlavních typů hrudních drenážních katétrů

Řada ClotStop®: jedinečný povlak podporuje nepřetržitý, neucpávající se průtok a zlepšuje pohodlí pacienta.

Silikonová řada: speciální složení dosahuje nejvyššího stupně měkkosti a pevnosti.

AXLOW®
MEDICAL INC.



Informace o výrobci



Certifikováno MDSAP / ISO 13485

Certifikace CE pro evropský trh

MAUDE (databáze FDA) hrudní drenážní katétry

- žádné problémy u pacientů způsobené katétry Axiom



44 let nepřetržitého podnikání

Certifikace kvality



Hrudní drenážní katétry Axiom jsou v USA distribuovány různými zavedenými prodejci zdravotnických potřeb



Distributed by Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

 Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com



medela 
THE SCIENCE OF CARE™

Děkuji za pozornost

Pro získání dalších informací navštivte, prosím:

www.dnformed.cz



Distributed by Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com



Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com

CE 0413

medela 
THE SCIENCE OF CARE™