

Pohyblivost a flexibilita

Odsávačka Vario 18 zaručuje bezpečný a flexibilní provoz, je přizpůsobena individuálním potřebám a s integrovanou baterií se stává ideálním produktem pro mobilní pacienty.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Vhodná pro domácí péči, pečovatelskou službu, privátní praxi, záchranné služby, lůžková oddělení.

Všestranné použití

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

- vytváření vakua speciální pístovou technologií QuatroFlex
- přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
- vysoký stupeň bezpečnosti díky aretačnímu knoflíku

VOLITELNÁ VERZE

- napájení síťové nebo bateriové, možnost připojení adaptérem na autobaterii
- možnost uchycení na pojízdný stojan

PŘEDNOSTI

- jednoduché nastavení a obsluha
- tichý provoz bez vibrací
- malá, lehká, praktická



SPECIFIKACE

- efektivní sací výkon: min. 18 l/min
- podtlak: až - 75 kPa
- technologie QuatroFlex
- samomazný systém
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- verze: síťová nebo síťová/bateriová
- možnost připojení na autoadaptér

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5 ks jednorázových bakteriologických filtrů
- propojovací hadice se spojkou
- patientská hadice
- síťový adaptér

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- autoadaptér
- praktická osobní brašna
- pojízdný stojan
- 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve

ZÁRUKA

2 roky

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	380 × 170 × 285 mm
Příkon	220–240 V, 50 Hz
Výkon	110 W



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz