

Spolehlivá a profesionální technika
pro spolehlivé a profesionální výsledky

Sestava pro liposukci

MEDELA DOMINANT FLEX 65

- nejvýkonnější chirurgická odsávačka
- bezúdržbový pístový systém
- efektivní sací výkon nastavitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa / -713 mmHg, tolerance +/- 15%
- vhodná pro dlouhodobý provoz
- vysoká spolehlivost a životnost
- tichý bezúdržbový provoz
- membránový regulátor pro přesné nastavení vakua
- přenosná i pojízdná verze
- možnost odsávání do jednorázových MedelaVaků
- záruka 5 let na agregát

INFILTRAČNÍ PUMPA DP30



- pumpa je navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce
- po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky
- průtok: 1–20 l/h
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- záruka 2 roky



Příslušenství

INFILTRAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- infiltrační sety jednorázové, sterilní
obj. č.: N6022 - bal. 10 ks
- infiltrační jehly
obj. č.: N15885292 - 1,0 x 120 mm (bal. 100 ks)
obj. č.: N15885492 - 1,1 x 120 mm (bal. 100 ks)
- infiltrační kanyly



KOMPLETNÍ MIKROMOTOROVÝ VIBRAČNÍ SYSTÉM

- mikromotor řízený mikroprocesorem
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- držák kanyly - vibrace 2,5 mm



NÁSTROJE

- nabídka kanyl dvou renomovaných výrobců
- vybavení pro ruční odsávání i pro vibrační liposukci
- další podrobnosti najdete v katalogu, který Vám na vyžádání zašleme



Všechny přístroje, nástroje a spotřební materiál je možné pořídit samostatně nebo v kompletu, který si zvolíte.



DN FORMED
BRNO S.R.O.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz