








































OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství CLARIO		
N074.0001	Set – láhev + víčko, Clario/Clario TONI • láhev 0,5 l – neautoklávatelná • víčko s plovákem proti přesátí neautoklávatelné, ZP-náhradní díl	
N074.0002	Komora bezpečnostní, Clario/Clario TONI Neautoklávatelná. ZP-náhradní díl	
N074.0003	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm, Clario/Clario TONI ZP-ANO, klasifikační třída I	
N074.0005	Baterie NiMH, Clario/Clario TONI AC/DC ZP-náhradní díl	
N074.0006	Manometr, Clario/Clario TONI ZP-NE	
N074.0007	Brašna, Clario/Clario TONI ZP-NE	
N074.0008	Ventil k bezpečnostní komoře, Clario/Clario TONI – 1 ks Autoklávatelný, ZP-náhradní díl	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario/Clario TONI bal. 10 ks, ZP-náhradní díl	
N074.0010	Plovák proti přesátí k víčku, Clario/Clario TONI, autoklávatelný, bal. 10 ks, ZP-náhradní díl	
N074.0017	Kabel s možností připojení na autobaterii, Clario/Clario TONI AC/DC ZP-NE	
Příslušenství VARIO		
N077.0105	Adaptér pro láhev PC na Medela-Vaky, Vario – 1ks Autoklávatelný, ZP - NE	
N077.0524	Držák nádstavný nerez pro 2l láhev, Vario Pro uchycení 2l láhve na čelní stěnu Varia, nutno současně objednat i držák "C" N077.0523. ZP-NE	
N077.0821	Držák se šroubem na eurolištu, Vario ZP-NE	
N077.0831	Brašna, Vario ZP-NE	
N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii, Vario AC/DC ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1728	Baterie NiMH, Vario AC/DC ZP-NE	
N077.0951	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, kónický konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 180 cm, Vario ZP-ANO, klasifikační třída I	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství THOPAZ/THOPAZ+		
N079.0011	Kanistr protipěnicí 0,3l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 12 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0016	Kanistr protipěnicí 0,8l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 6 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0018	Kanistr protipěnicí 2,0l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 6 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0021	Hadice s jedním konektorem, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0022	Hadice se dvěma konektory, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0025	Hadice s 1 velkým konektorem, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0026	Hadice se 2 velkými konektory, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ , 1ks bal.: 10 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0039	Krytka konektoru hadice, sterilní, Thopaz/Thopaz+ bal.: 20 ks, ZP-ANO, třída I	
N079.0031	Popruh transportní, Thopaz ZP-NE	
N079.1006	Popruh transportní, Thopaz + ZP-NE	
N079.0034	Kabel USB, Thopaz/Thopaz+ ZP-NE	
N079.0036	Držák s eurolištu pro uchycení na horiz. tyč, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N079.0040	Držák s eurolištu pro uchycení na vert. nebo horiz. tyč, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0148	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz/Thopaz + ZP-NE	
N087.0059	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz + ZP-NE	
N079.0037	Dok nabíjecí, Thopaz/Thopaz+ ZP-ANO, klasifikační třída I	
N079.0038	Adaptér pro 2,0 l láhev k doku, Thopaz/Thopaz + ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0123	Membrána těsnící, Thopaz/Thopaz+ , 1 ks bal. 10 ks, ZP-Náhradní díl	
N077.1456	Manometr testovací -10 kPa, Thopaz/Thopaz+ ZP-NE	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Láhve		
N077.0082	Láhev 1,5 l, polykar. pro jednoráz. odsáv. MedelaVaky s víčkem Úchyt láhve je opatřen odnímatelnou pojistnou sponou a vstupem pro vakuum. Podrobné značení kalibrace po 50 ml na pravé i levé straně láhve. Materiál: hladký silnostěnný polykarbonát, vysoce odolný. Barva značení 1,5 l systému: žlutá. Sterilizace: max. 100 °C, možnost použití plazmy ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0085	Láhev 2,5 l, polykar. pro jednoráz. odsáv. MedelaVaky s víčkem Úchyt láhve je opatřen odnímatelnou pojistnou sponou a vstupem pro vakuum. Podrobné značení kalibrace po 50 ml na pravé i levé straně láhve. Materiál: hladký silnostěnný polykarbonát – vysoce odolný. Barva značení 2,5 l systému: oranžová. Sterilizace: max. 100 °C, možnost použití plazmy ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0110	Láhev 1l, polysulfonová (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0120	Láhev 2l, polysulfon. (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0125	Láhev 0,25 l, polysulfon. (PS), autokláv. – pojistná ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0130	Láhev 3l, polysulfon. (PS) autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0150	Láhev 5l, polysulfon. (PS), autokláv. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0155	Láhev 0,5 l, polysulfon. (PS), autokláv. Vhodná i na odkládání katetrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0531	Zásobník katetrů s držákem na eurolištu (280 mm) ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0532	Zásobník katetrů s držákem na eurolištu (480 mm) ZP-ANO, klasifikační třída I	
NB01160003	Zásobník katetrů se 2 úchyty na eurolištu, nerez/plast (500 mm) ZP-NE	

Víčka		
N077.0420	Víčko velké s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autokláv. Pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0440	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autokláv. Pro láhve 0,25 a 0,5 litrů. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0450	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm, pojist. ventilem a úhl. spojkou pro pojist. láhev Pro láhve 0,25 litru. ZP-ANO, klasifikační třída I	
Držáky		
N077.0514	Držák dvojitý pro nádoby na proplachovací láhve – nerez ZP-NE	
N077.0521	Držák láhve na eurolištu – plast ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0522	Držák lahve na lůžko univerzální – nerez ZP-NE	
N077.0523	Držák láhve „C“ na přišroubování – plast ZP-ANO, klasifikační třída I	
N099.0323	Držák síťové šňůry, Basic 35/Dominant Flex 65 ZP-NE	
Vozíky		
N077.0511	Vozík s eurolištou pro Vario a centrální sání Pětiramenný, brzděná kolečka ZP-NE	
N077.0741	Vozík s eurolištou pro el. odsávací MEDELA Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy. ZP-NE	
N077.0742	Vozík s eurolištou pro liposukci dvojitý - pro Dominant Flex a DP 30 2patrový vozík pro umístění odsávací Dominant Flex a filtrační pumpy DP 30 / DP 30 Plus.. Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy. ZP-NE	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Medela Vaky		
N077.0083	MedelaVak 1,5 l – 1 ks MedelaVak obsahuje: víčko, filtrační komoru, předfiltr, hydrofobní a bakteriologický filtr, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil. Barva: žlutá Možnost sání do 1 vaku až 4 dny 1 pacienta. Lze sériově propojit neomezený počet vaků. Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0086	MedelaVak 2,5 l – 1 ks MedelaVak obsahuje: víčko, filtrační komoru, předfiltr, hydrofobní a bakteriologický filtr, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil. Barva: oranžová Možnost sání do 1 vaku až 4 dny 1 pacienta. Lze sériově propojit neomezený počet vaků. Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
Bakteriologické filtry		
N077.0571	Filtr MEDELA kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. Ochranný filtr proti přesátí zabraňuje vniknutí odsávaných tekutin do odsávačky. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0573	Filtr MEDELA bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0575	Filtr MEDELA kombinovaný protipachový/bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr pohlcující pachy při operačních zákrocích. Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0581	Filtr MEDELA bakteriologický, autokláv. vč. 50 ks filtr. vložek jednorázových Autoklávatelný filtr s výměnnými filtračními vložkami. Cena filtrační bakteriální vložky = následný spotřební materiál : 1 ks / 32 Kč vč. 21% DPH ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1014	Filtr MEDELA bakteriologický, jednorázový = filtr. vložka do autokláv. filtru 077.0581 – bal. 50 ks Filtrační vložky do autoklávatelného bakter. filtru Medela N077.0581. Cena: 1 ks / 32 Kč vč. 21% DPH ZP-ANO, klasifikační třída I	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Hadice		
N077.0900	Hadice odsávací silikonová, pr. 7/12 mm, autoklávatelná – 1 m balení: 25 m ZP-ANO, klasifikační třída I	
B01150004	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, nesterilní bal. : 50 ks	
B01150007	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
B01150005	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 300 cm, nesterilní bal. : 50 ks	
B01150008	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
B01150003	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 200 cm, nesterilní bal.: 50 ks	
B01150009	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 200 cm, sterilní bal. : 50 ks	
Příslušenství ostatní		
N077.1007	Stop ventil bezdotykový, bílý transparentní - sterilní ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1008	Stop ventil modrý transparentní - sterilní ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0095	Konektor vaku pro sériové propojení MedelaVaků, autoklávatelný, silikonový Pomocí konektoru vaku lze propojit dvě láhve s MedelaVaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru do série. ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0158	Konektor pacientský s PVC hadicí pro sériové propojení MedelaVaků jednorázový – 1ks Pomocí konektoru pacientského lze propojit dvě láhve s MedelaVaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru do série. Konektor se vsazuje do víčka MedelaVaku. Složení: 1x Konektor s PVC hadicí – 25 cm, bal. 100 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0100	Spojka úhlová žlutá k 1,5l MedelaVakům – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0101	Spojka úhlová oranžová k 2,5l MedelaVakům – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0102	Spona pojistná k úchytu láhve na MedelaVaky, plast – 1ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.0542	Konektor pro sériové propojení autokláv. lahví, autoklávatelný Pomocí sériového konektoru lze propojit dvě láhve do série, nelze použít k propojení MedelaVaků. ZP-ANO, klasifikační třída I	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
N077.0563	Přepínač vakua vč. hadic, spojek a držáku na eurolištu ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0723	Spínač nožní ON/OFF pro el. odsávacíky MEDELA délka: 200 cm ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.0562	Nádobka na odběr vzorků - bal. 10 ks desinfikovatelná, nelze autoklávat ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1013	Klip k víčku - 1 ks bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	
N077.1017	Spojka propojovací oboustranná, jednorázová - 1 ks Nelze autoklávat. bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1018	Spojka propojovací přímá, autoklávatelná - 1 ks bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N077.1019	Spojka propojovací 90°, autoklávatelná - 1 ks bal.: 10 ks ZP-ANO, klasifikační třída I	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario/Clario TONI , autoklávatelný bal.: 10 ks ZP-Náhradní díl	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Regulátory vakua		
N0735138	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s rychlospojkou Základní sestava: Regulátor vakua 1000 mbar Otočný manometr 360° Nástavec hadicový Vstupní podtlak: max. - 950 mbar Výstupní potlak: max. - 950 mbar Pracovní podtlak: 0 až -950 mbar Jmenovitý průtok: 70,00 +/-5,00 l/min. Připojení vstup: rychlospojk. nástavec CZ/SK Připojení výstup: G 1/2 ZP-ANO, klasifikační třída IIb	
N0735148	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s držákem na eurolištu, s rychlospojkou a vakuovou hadicí Základní sestava: Regulátor vakua 1000 mbar Otočný manometr 360° Nástavec hadicový Držák na eurolištu Hadice vakuová propojovací 1,5 m Vstupní podtlak: max. - 950 mbar Výstupní potlak: max. - 950 mbar Pracovní podtlak: 0 až -950 mbar Jmenovitý průtok: 70,00 +/-5,00 l/min. Připojení vstup: rychlospojk. nástavec CZ/SK Připojení výstup: G 1/2 ZP-ANO, klasifikační třída IIb	
Vakuu extraktory		
N077.0731	Regulátor vakua nožní pro el. odsávacíky Medela - vhodný pro vakuu extrakce ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0761	Silc Cup, průměr 50 mm - silikonový zvon pro vakuu extrakci, autoklávatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0762	Silc Cup, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuu extrakci, autoklávatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0078	Silc Cup Trumpet s nerezovým ventilem a držákem, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuu extrakci ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0080	Caesar Cup, průměr 60 mm - silikonový zvon pro vakuu extrakci, autoklávatelný ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0791	Silc Cup, průměr 60 mm - TPE zvon pro vakuu extrakci, jednorázový sterilní ZP-ANO, klasifikační třída IIa	
N077.0792	Bird Cup s vychýlitelnou rukojetí, průměr 50 mm - PC zvon pro vakuu extrakci, jednorázový sterilní	