


Saturn LED

Svítlidlo operační a zákrokové – LED



LED 30 C



LED 30 W






LED 30 F

Jedinečnou předností tohoto svítidla je možnost nastavení fokusace, teploty chromatičnosti a intenzity osvětlení v 6 stupních.


- špičková švýcarská kvalita
- moderní LED osvětlovací technologie
- vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
- nastavitelná fokusace, teplota chromatičnosti a intenzita osvětlení v 6ti stupních 10% - 100%
- téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
- 3 klouby, úhel otočení hlavy svítidla 360°
- všechny klouby jsou fixovány speciálním balančním systémem
- snímatelný držák, sterilizovatelný
- uchycení na strop s možností úpravy délky vertikálního úchytu 30 až 120 cm při montáži svítidla
- variabilní – verze stropní, nástěnná nebo pojízdná



TECHNICKÁ DATA	
žárovka	LED - životnost 30 000 hodin
světelný výkon	55 000 Lux / 1,0 m
světelné pole fokusace	ø 14 - 32 cm / 1,0 m
intenzita osvětlení	6 stupňů 10 - 100 %
teplota chromatičnosti	3700 K / 4500 K / 5000 K teplé/neutrální/studené
index podání barev	Ra 93
příkon	100-240 V; 50/60 Hz
výkon	30 W
hmotnost	30 C - 25 kg, 30 W - 18 kg, 30 F - 34 kg
materiál	hliník, prášk. povrch. úprava
třída bezpečnosti	I
normy	EN 60601-1, EN 60601-2-41
speciální vlastnosti	sterilizovatelný držák
upevnění	30 C - stropní, 30 W - nástěnné, 30 F pojízdné
volitelné	u stropní verze adaptér do stropního podhledu, možnost délky vertikálního úchytu 30-120 cm



svítivost (14 cm)



svítivost (32 cm)

OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.071.000	Svítidlo SATURN LED 30 C stropní 1ramenné
ND15.133.000	Svítidlo SATURN LED 30 W nástěnné
ND15.111.000	Svítidlo SATURN LED 30 F pojízdné