

Svítlidlo zákrokové, vyšetřovací, intenzivní péče - halogenové



50 P FX





50 P SX

Prostorově velmi úsporné a vysoce kvalitní svítidlo pro ambulance, vyšetřovny, ARO, JIP a lůžková oddělení.

- špičková švýcarská kvalita
- moderní osvětlovací technologie
- vysoká světelná intenzita
- úhel otočení hlavy svítidla 270°
- síťový kabel bezpečně integrován do ramene svítidla
- délka ramene až 120 cm
- uchycení pomocí speciálních držáků na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	halogen - životnost 2 000 hodin 12 V / 50 W
světeln. výkon	23 000 Lux / 0,5 m
světelné pole	ø 17cm / 0,5 m
příkon	230 V; 50 Hz
výkon	50 W
hmotnost	1,5 kg
materiál	polykarbonát (PC)
vypínač	I/O
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1, EN 60598-2-25
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan



svítivost

OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND13.201.000	Svítidlo HALUX 50 P FX, rameno s kloubem
ND13.371.000	Svítidlo HALUX 50 P SX, rameno flexibilní