

Svítlidlo zákrokové, vyšetřovací, intenzivní péče - LED



20 - 1 PFX
20 - 3 PFX




20 - 1 PSX
20 - 3 PSX

Prostorově velmi úsporné a vysoce kvalitní svítidlo pro ambulance, vyšetřovny, ARO, JIP a lůžková oddělení. Předností svítidla je možnost nastavení teploty chromatičnosti a intenzity osvětlení v 5ti stupních.

- špičková švýcarská kvalita
- moderní LED osvětlovací technologie
- vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
- nastavitelná teplota chromatičnosti a intenzity osvětlení v 5ti stupních 10%-100% u verze 20-3
- téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
- úhel otočení hlavy svítidla 270°
- síťový kabel bezpečně integrován do ramene svítidla
- délka ramene až 120 cm
- uchycení pomocí speciálních držáků na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	LED - životnost 30 000 hodin
světelný výkon	40 000 Lux / 0,5 m
světelné pole	ø 17 cm / 0,5 m
intenzita osvětlení	20-3: 5 stupňů 10 - 100%
teplota chromatičnosti	20-3: 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K 20-1: 4 400 K
příkon	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
výkon	25 W
Index podávání barev	Ra 93
materiál	polykarbonát (PC)
vypínač	20-1: I/O 20-3: Dotykový panel
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1, EN 60601-2-41
upevnění - trn ø 16 mm	na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan



svítivost

OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.472.000	Svítidlo HALUX LED 20-1 P FX rameno s kloubem - zákrokové/vyšetřovací
ND15.474.000	Svítidlo HALUX LED 20-1 P SX rameno flexibilní - zákrokové/vyšetřovací
ND15.471.000	Svítidlo HALUX LED 20-3 P FX rameno s kloubem - zákrokové/vyšetřovací
ND15.473.000	Svítidlo HALUX LED 20-3 P SX rameno flexibilní - zákrokové/vyšetřovací