

## Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

Navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou liposukce.

### OBLAST POUŽITÍ

Především cévní chirurgie - angiologie, dále pak liposukce, artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích nerezových kanyl.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nástavný držák pro DP 30.

### ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4180 Infiltrační pumpa DP 30
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885292 Jehla infiltrační jednorázová 1,00 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

### ZÁRUKA

2 roky



### OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4187 Dispenser DP 30 vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa

#### TECHNICKÁ DATA

Klasifikační třída	Ila
Průtok	1-12,5 l/hod
Hmotnost	2,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	1,5 bar