

Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

Navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou liposukce.

OBLAST POUŽITÍ

Liposukce, angiologie, artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky. Oproti verzi DP 30 díky svému vyššímu výkonu podává větší objem infiltrační kapaliny s optimálním tlakem. Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario. Možnost použití námi dodávaných odsávacích nerezových kanyl. Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro DP 30 LipoPlus.

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4181 Infiltrační pumpa DP 30 LipoPlus
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885292 Jehla infiltrační jednorázová 1,00 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

ZÁRUKA

2 roky



OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4163 Dispenser DP 30 LipoPlus vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Průtok	1-27 l/hod
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	2,0 bar