

## Kompaktní infiltrační systém pro vibrační liposukci

Navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou liposukce.

### OBLAST POUŽITÍ

Liposukce a další případné aplikace.

Jedná se o kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem řízeného vibračního motorového systému, který šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků. Průtokem až 27 litrů za hodinu urychluje infiltraci roztoku a výrazně snižuje náklady na jednoho pacienta. Multifunkční nožní pedál Vario umožňuje regulovat rychlost vibrace nebo průtok roztoku. Procedura tumescenční liposukce s přístrojem LipoSurg je snadná, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích nerezových kanyl.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro LipoSurg.



### ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 1x N3362 Řídící jednotka LipoSurg
- 1x N1511 Pedál VARIO IP 68 k plynulé regulaci otáček pro LipoSurg
- 1x N2101 Mikromotor elektronický 21 vč. kabelu
- 1x N5077 Držák Conform kanyly
- 1x N5107 Rukojeť kompletní pro mikromotor 21, autoklávovatelná
- 1x N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní
- 1x N6026 Set odsávací jednorázový, Ø 5 x 9 mm, 4 m, sterilní
- 5x N28857 Klip odsávacího setu pro fixaci kabelu motoru
- 1x N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- 1x N1170 Držák rukojeti pro odložení na stůl
- 1x N1974 Spray NouClean pro čištění
- 1x N1958 Spray-tryska NouClean

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N6026 Set odsávací jednorázový, Ø 5 x 9 mm, 4 m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885292 Jehla infiltrační jednorázová 1,00 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

### ZÁRUKA

2 roky

### OBJEDNACÍ ČÍSLO

N3392 LipoSurg vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa s mikromotorem pro vibrační liposukci

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	Ila
Průtok	1-27 l/hod (450 ml / min.)
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. Tlak	2,0 bar
Frekvence Conform kanyly	2.700 – 5.100 vibrací / min
Conform kanyla	2 mm
Motor Conform kanyly	Elektronický, rukojeť autoklávovatelná