

# Optotypy

## Typ 1D - 1dílný

- s prosvětlením zezadu
- čtyři barevná políčka pro orientační kontrolu barvocitu
- rozměry: 670 × 200 × 70 mm
- hmotnost 2,2 kg, příkon: 36W
- napájecí napětí 230V/50 Hz
- vyšetřovací vzdálenost: 5 metrů
- zdroj světla: zářivkové trubice
- možnost výběru z 5 vzorů (základní typ = písmena)




## Typ 2D - 2dílný

- s prosvětlením zezadu
- čtyři barevná políčka pro orientační kontrolu barvocitu
- rozměry: 275 × 275 × 70 mm
- hmotnost: 1,5 kg, příkon: 22W
- napájecí napětí 230V/50Hz
- vyšetřovací vzdálenost: 4 metry
- zdroj světla: zářivková trubice
- možnost výběru z 5 vzorů




## Typ 3D - 3dílný

- s prosvětlením zezadu
- čtyři barevná políčka pro orientační kontrolu barvocitu.
- rozměry: 665 × 665 × 70 mm
- hmotnost: 6,2 kg, příkon: 72W
- napájecí napětí 230V/50Hz
- vyšetřovací vzdálenost: 5 metrů
- zdroj světla: zářivková trubice.
- možnost výběru z 5 vzorů



obrázky



kruhy



tvary



čísllice



písmena

NÁZEV	OBJ. Č.
Optotyp 1D - 1dílný	B090401 0100
Optotyp 2D - 2dílný	B090402 0100
Optotyp 3D - 3dílný	B090402 0100



**DN FORMED**  
**BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz