

# Otoskopy

Prostřednictvím otoskopů mohou lékaři provádět vyšetření vnitřního ucha. V šroubovací hlavě otoskopu je umístěno osvětlení – volitelná technologie. Ušní spekula jsou dodávána jednorázová (součástí přístroje) nebo pro opakované použití (volitelné).

## Otoskop – Klasic

- standardní osvětlení
- halogenová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 2,5x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 5x 2,5 mm, 5x 4,00 mm

## Otoskop – standardní optika

- standardní osvětlení
- vakuová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 3x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 10x 2,5 mm, 10x 4,00 mm
- barva černá
- plátěné pouzdro

## Otoskop – vláknová optika

- vláknové osvětlení - vysoká intenzita
- xenonová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 3x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 10x 2,5 mm, 10x 4,00 mm
- barva černá
- plátěné pouzdro



NÁZEV ZBOŽÍ	OBJ. Č.
Otoskop – Klasic	B090601 6001
Otoskop – standardní optika	B090602 6001
Otoskop – vláknová optika	B090602 6002



**DN FORMED**  
**BRNO S.R.O.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz

# Otoskopy

Prostřednictvím otoskopů mohou lékaři provádět vyšetření vnitřního ucha. V šroubovací hlavě otoskopu je umístěno osvětlení – volitelná technologie. Ušní spekula jsou dodávána jednorázová (součástí přístroje) nebo pro opakované použití (volitelné).

## Otoskop LED – standard

- LED osvětlení - vysoká intenzita
- led dioda 2,5 V
- světelná intenzita 8.000 Lux
- životnost diody 100.000 hod.
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 3x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 10x 2,5 mm, 10x 4,00 mm
- barva černá
- plátěné pouzdro



## Otoskop LED – high

- LED osvětlení - vysoká intenzita
- led dioda 2,5 V
- světelná intenzita 30.000 Lux
- životnost diody 100.000 hod.
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 3x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 10x 2,5 mm, 10x 4,00 mm
- barva černá
- plátěné pouzdro

NÁZEV ZBOŽÍ	OBJ. Č.
Otoskop LED – standard	B090602 0300
Otoskop LED – high	B090602 0400

NÁZEV PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJ. Č.
Spekulum otoskopické jednorázové 2,5 mm, bal. 10x100 ks	B090602 6001
Spekulum otoskopické jednorázové 2,5 mm, bal. 2x250 ks	B090602 6002
Spekulum otoskopické jednorázové 4,0 mm, bal. 10x100 ks	B090602 6003
Spekulum otoskopické jednorázové 4,0 mm, bal. 2x250 ks	B090602 6004
Spekulum otoskopické pro opakované použití 2,5 mm, bal. 10 ks	B090602 6005
Spekulum otoskopické pro opakované použití 4,0 mm, bal. 10 ks	B090602 6006
Spekulum otoskopické pro opakované použití - set, bal. 5x 2,5 mm + 5x 4,0 mm	B090602 6007



**DN FORMED**  
**BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz