

# Oftalmoskopy

Prostřednictvím oftalmoskopů mohou lékaři provádět vyšetření očního pozadí.

## Oftalmoskop - Klasic

- standardní osvětlení – vysoká intenzita
- halogenová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- korekční otočná čočka +20 /- 20 dioptrií
- clona
- barva černá



## Oftalmoskop – standardní optika

- halogenové osvětlení – vysoká intenzita
- vakuová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- korekční otočná čočka +20 /- 20 dioptrií
- clona
- barva černá
- plátěné pouzdro



## Oftalmoskop + Otokop Klasic - set v krabičce

Set obsahuje:

### Oftalmoskop – Klasic

- standardní osvětlení – vysoká intenzita
- halogenová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- korekční otočná čočka +20 /- 20 dioptrií
- clona
- barva černá

### Otokop – Klasic

- standardní osvětlení
- halogenová žárovka 2,5 V
- držák plastový pro 2 tužkové baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- 2,5x zvětšující lupa
- jednorázová spekula 5x 2,5 mm, 5x 4,00 mm
- barva černá



NÁZEV ZBOŽÍ	OBJ. Č.
Oftalmoskop – Klasic	B090701 0100
Oftalmoskop – standardní optika	B090702 0100
Oftalmoskop + Otokop Klasic - set v krabičce	B090701 0200



**DN FORMED**  
**BRNO S.R.O.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz