

Ambu® Cardio Pumpa



Kardiopumpa je určena pro tzv. ACD KPR.

ACD = Active Compression Decompression CPR, což znamená, že tato kardiopumpa zajišťuje aktivní komprese a dekomprese hrudníku během kardiopulmonální resuscitace.

- zvyšuje tlak arteriální krve
- zvyšuje tlak koronární perfúze
- snižuje intrathorakální tlak během dekompresní fáze
- zvyšuje míru přežití

NÁZEV	OBJ. Č.
Kardiopumpa	G262 023 000
Kardiopumpa s akustickým metronomem	G262 033 000



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz