

## Vybavení pro nácvik odborné první pomoci



Ambu I.V. trenažér je určen pro nácvik zavádění kanyl, infuzí, injekcí, odběrů krve, měření pulsu apod.

- vyměnitelná kůže, žíly a tepna jsou vyrobeny z latexu, který při vpichu vyvine stejný odpor jako pravá kůže
- po vytažení jehly se otvor po vpichu uzavře, což zvyšuje životnost vyměnitelných částí
- realistická pohyblivost zápěstí a ramenního kloubu především při zavádění katétrů na hřbetě ruky
- zabudovaný rezervoár na tekutiny šetří místo
- ventilový systém zabraňuje vytváření vzduchových bublinek v žilách
- praktická transportní taška, která může zároveň sloužit jako omyvatelná podložka pro nácvik, její součástí je držák pro namontování infúzního stojanu
- díky kontrolnímu ukazateli všech čtyř žil okamžitě zjistíte, jestli je např. infuze zavedena správně

### TECHNICKÁ DATA

- Délka: 68 cm
- Rozměry tašky: 75 × 15 × 11 cm
- Hmotnost: 3,0 kg
- Obsah rezervoáru: 260 ml

Možnost připevnit ke kterékoliv figuríně Ambu

NÁZEV A SPECIFIKACE	OBJ. Č.
Ambu I.V.Trainer, včetně infúzního stojanu, koncentrátu červené barvy, pudru a sady stříkaček 5–50 ml dodáváno v transportní tašce	P255 001 000



**DN FORMED**  
**BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno  
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096  
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz