

Intubační trenažér

Ambu 

Vybavení pro nácvik odborné první pomoci



Intubační trenažér Ambu je určen pro nácvik intubace pomocí laryngoskopu, vzduchovodu, endotracheální rourky, laryngeální masky, Combitube či jiných příslušných pomůcek.

- realistická simulace všech částí těla, které jsou důležité pro intubaci, včetně anatomických změn, jež jsou způsobené pohybem hlavy, páteře a čelisti - nejrealističtější intubační trenažér na trhu
- otevřená levá strana hlavy, průhledné průdušnice a hrtan pro sledování průběhu intubace
- vhodné pro výuku všech intubačních technik (použití laryngoskopu, endotracheální rourky atd.)
- akustický alarmový signál při přílišném tlaku na zuby pacienta, citlivost alarmu je nastavitelná
- možnost nastavit obtížnost intubace pro simulaci různých tělesných konstrukcí

TECHNICKÁ DATA

- rozměry: 50 × 24 × 31 cm (včetně ochranného obalu)
- hmotnost: 5 kg

DOPORUČENÉ CÉVKY:

- endotracheální rourky 8 mm
- nasotracheální rourky 7 mm
- laryngeální maska vel. 3 a 4
- LMA - fastrach vel. 3 a 4 - CombiTube

NÁZEV A SPECIFIKACE	OBJ. Č.
Ambu intubační trenažér	P186 002 000
Update Kit pro nácvik intubace s LMA a Combitube	P186 000 520



DN FORMED
BRNO S.R.O.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz