

BiliBed®

Miminko s novorozeneckou žloutenkou potřebuje víc než jen fototerapii. Především potřebuje být v blízkém kontaktu se svou maminkou.



TERAPIE ŠETRNÁ K MIMINKU

BiliBed může být umístěn do většiny standardních dětských postýlek v mamčině pokojí, která o miminko pečuje.

VYSOCE EFEKTIVNÍ

Zdroj světla je v minimální vzdálenosti pod miminkem a zaručuje tak vysokou světelnou účinnost i vynikající terapeutické výsledky.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

BiliBed má jednu fluorescenční trubici s vysokou životností cca 1500 hodin. Požadavky na výkon 25 W přispívají k udržení minimálních provozních nákladů.

POHODLNÉ PRO MIMINKO

Klinické testy ukazují, že miminko, osvětlované touto pro něj pohodlnou metodou v BiliCombi overalu na měkké podložce a v přítomnosti maminky, je zatíženo minimálním stresem.

ŽÁDNÁ OCHRANA OČÍ

Miminko je oblečeno do jemného neprůsvitného BiliCombi overalu a proto není zapotřebí nepohodlná ochrana očí.

SNADNÉ POUŽITÍ

Dítě v BiliCombi overalu je položeno na průsvitnou podložku. Sestra může kontrolovat délku terapie a celkový čas užívání BiliBedu na dvou displejích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 25 W

Čca 40–60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (2–3 mW/cm^2)

Sada 5 výměnných tvář

Provozní čas – neresetovaný, Čas terapie, resetovaný

Hmotnost: 5 kg

EN IEC 60601-1, 60601-1-2, 93/42/EEC

1 kompaktní fluorescenční trubice, modré světlo

Životnost trubice: cca 1500 hodin

Třída II, typ a



BILICOMBI OVERAL
Lze prát, vyroben z jemného materiálu, udržuje miminko ve správné pozici.

PRŮSVITNÁ PODLOŽKA
Miminko leží na průsvitné podložce, která je šetrná k pokožce.

BILIBED
Osvětlovací zařízení umístěno v postýlce.



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz