

JORDAN F2e



POPIS VLASTNOSTÍ:

F2e – elektricky nastavitelná výška


ROZMĚRY STOLU:

200 × 65 cm, 2segmentový

SPECIFIKACE:

- hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou
- ústní otvor s krytem
- elektricky nastavitelná výška 50–105 cm
- ruční ovladač elektromotoru

ROZMĚRY STOLU VČETNĚ JEHO MOŽNOSTI MANIPULACE:



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kolečka
- fixovací kolíky - ramenní, mezinožní
- kónické zúžení u nohou a u hlavy
- nožní ovladač elektromotoru
- konstrukční ovladač elektromotoru RAL nebo chrom
- rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně
- držák na hygienický papír



DN FORMED
BRNO S.R.O.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 541 321 095 • fax: +420 541 321 096
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz