

AKČNÍ NABÍDKA

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY NA ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY ZA AKČNÍ CENY !!!

Digitální celonerezové ultrazvukové čističky ECOSON řízené počítačem

* se zabudovanou funkcí **SWEEP**, která zvyšuje efekt kavitace při čištění a zajišťuje homogenní rozložení ultrazvukového pole.

* s funkcí **DEGAS** - odplyňování – zrychlení čištění

* **Ohřev**- regulovatelný 40 °C -70 °C s přesností +/- 1°C

* **Časovač** - nastavitelný 2, 4, 6, 8, 12, 16 minut nebo trvalý provoz

* **Regulace ultrazvukového výkonu** – 40 % -100 % s krokem 10 %

* Dotykový ovládací panel - indikuje okamžité hodnoty nastavených hodnot doby čištění, teploty

* **Dotykový ovládací panel** - indikuje okamžité hodnoty nastavených hodnot doby čištění, teploty

* další funkce (AM, APC, ATC), které umožňují zabudovaný počítač, dále významně zvyšují efektivnost a kvalitu čištění

* Všechny díly čističky (plášť, vanička, koš) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304/DIN 1.4301

Ultrazvuková čistička ECOSON U-7STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	300x150x200 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	353x176x357 (DxŠxH)
Objem vany (litr):	7,2
Ultrazvukový výkon:	2x300 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	430W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Pracovní frekvence:	40kHz
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Víko – cena:	720,- Kč
Koš – cena:	1875,- Kč



Původní cena: ~~21.500,- Kč~~

Akční cena: **17.700,- Kč**

Ultrazvuková čistička ECOSON U-12STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	300x238x200 (DxŠxV)
Vnější rozměry přístroje (mm):	325x265x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	12
Ultrazvukový výkon:	2x400 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	700W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Pracovní frekvence:	40kHz
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Víko – cena:	810,- Kč
Koš – cena:	2500,- Kč



Původní cena: ~~26.000,- Kč~~

Akční cena: **21.300,- Kč**

Celonerezová ultrazvuková čistička SONIC 2

* kvalitní ultrazvuková čistička s mechanickým ovládáním

* **Ohřev**- regulovatelný 30°C -80°C °C

* **Časovač** - nastavitelný 0-30minut

Vnitřní rozměry vany (mm):	150x135x100 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	1,6
Ultrazvukový výkon:	2x100 W (šp.) za periodu
Pracovní frekvence:	40kHz
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Víko – cena:	450,- Kč
Koš – cena:	765,- Kč
Držák kádinek – cena:	450,- Kč



Původní cena: ~~10.575,- Kč~~

Akční cena: **8.700,- Kč**