

## MEDIFLOW® ULTRA II JE NOVÁ GENERACE ZDRAVOTNICKÝCH PRŮTOKOMĚŘŮ S VESTAVĚNÝM REDUKČNÍM ÚSTROJÍM.

# PRŮTOKOMĚŘ MEDIFLOW® ULTRA II

- Vestavěné redukční ústrojí zajišťuje velmi stabilní a přesný průtok nezávislý na tlaku v rozvodu nebo v tlakové lahvi.
- Plynulý průtok v poloze mezi jednotlivými hodnotami, v případě poškození mechanismu nedojde k přerušení dodávky medicínálního plynu
- Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka
- 360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)
- Kombinace vstupních a výstupních připojení nabízí ucelený sortiment a různé možnosti pro veškeré zdravotnické použití, od neonatální péče až po resuscitaci
- Vyšší počet průtoků zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min je určena pro nebulizaci
- Ergonomické a moderní provedení
- Odolnější proti nárazu

### VÝHODY MEDIFLOW® ULTRA II

Nezávislost na kolísání vstupního tlaku v rozmezí 2,8 až 8 barů

Klikací mechanismus voliče zabraňuje nastavení hodnoty průtoku v mezipoloze



## PRŮTOKOMĚRY

### PRŮTOKOMĚR MEDIFLOW® ULTRA II



0728107

#### VYBAVENÍ

- vstupní filtr mechanických nečistot
- nová generace průtokoměru s vestavěným redukčním ventilem

#### POUŽITÍ

- dávkování medicinálních plynů
- měření průtoku medicinálních plynů

**Na výstupní přípojku je možno připojit inhalační polomasku, nosní kanyly nebo zvlhčovací láhev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii (např. MEDIWET 200).**



Obj. č.	Typ	Plyn	Vstupní tlak	Výstupní tlak	Jmenovitý průtok	Připojení vstup	Připojení výstup
0728107	MEDIFLOW ULTRA II	kyslík	2,8 - 8 bar	1,6 bar	0 - 25 l/min	rychlospoj. nást.	CZ/SK G 3/8"
0728188	MEDIFLOW ULTRA II	kyslík	2,8 - 8 bar	1,6 bar	0 - 2 l/min	rychlospoj. nást.	CZ/SK G 3/8"
0728189	MEDIFLOW ULTRA II	kyslík	2,8 - 8 bar	1,6 bar	0 - 6 l/min	rychlospoj. nást.	CZ/SK G 3/8"
0728190	MEDIFLOW ULTRA II	vzduch	2,8 - 8 bar	1,6 bar	0 - 25 l/min	rychlospoj. nást.	CZ/SK G 3/8"
0726115	MEDIFLOW	CO <sub>2</sub>	2,8 - 8 bar	1,6 bar	0 - 25 l/min	rychlospoj. nást.	CZ/SK G 3/8"

#### TECHNICKÁ DATA

Plyn:	O <sub>2</sub> , vzduch (CO <sub>2</sub> )
Vstupní tlak:	2,8 - 8 bar
Max. výstupní tlak při průtoku 0:	2,1 bar
Hodnoty průtoku:*	<b>0 až 2 l/min</b> 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2
	<b>0 až 6 l/min</b> 0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6
	<b>0 až 25 l/min</b> 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25
Materiál:	ponikovaná mosaz
Ovladač:	polyamid
O-kroužky:	EPDM
Filtr:	stínovaná bronz a nerez
Průměr:	39 mm
Délka:	77 mm
Hmotnost:	350 g
Zákonné požadavky:	MDD 93/42/EEC
	EN ISO 10524-4 (Nízkotlaké redukční ventily)
	EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



K294432

Aplikace

Obj. č.	Výrobek	Objem	Připojení
K294416	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8" Polykarbonát
K294432	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8" Polysulfon