

Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou bezpečnost.

Jednoduchá manipulace

- zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje jejich možné záměně
- pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
- vakuový vstup v integrovaném držáku láhve umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová hadice stále propojena
- úhlová spojka patientské hadice o průměru až 11 mm umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
- dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo levou rukou
- polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
- vaky s krystalizátorem nebo bez něj (krystalizátor způsobuje ztuhnutí sekretu)
- láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo přepínače vaku
- flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí, přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

Vysoká bezpečnost

- dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje prostupování zápachu
- materiál Polyamid/Polyethylen
- možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny (ekonomická úspora)
- skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu/krabici i víčku vaku
- barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
- bez krystalizátoru nebo s krystalizátorem

Medela vak obsahuje

víčko, patientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou, vstup pro sériové propojení a ucpávkou, 2 úchyty, ochranný kryt proti přesátí, zpětný ventil s navigací kapaliny zabraňující zpětnému toku sekretu a snižující pění, filtrační komoru, předfiltr, který zabraňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, bakteriální a hydrofobní filtr s lapačem nečistot.

