

HALUX N50

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 0,5 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
Volitelné upevnění na eurolištu, zeď, stůl, pojízdný stojan - viz příslušenství							
HALUX N50-1 P SX rameno flexibilní	ND16.010.000	50 000	4 400	> 93	18	80	1,3
HALUX N50-3 P SX rameno flexibilní	ND16.011.000	50 000	3 300 / 3 800 / 4 400	> 93	18	80	1,3
HALUX N50-3 P SX GYN rameno flexibilní vč. držáku s brzdou na eurolištu	ND16.157.000	50 000	3 300 / 3 800 / 4 400	> 93	18	80	1,3
HALUX N50-1 P FX rameno s kloubem	ND16.012.000	50 000	4 400	> 93	18	85	1,3
HALUX N50-3 P FX rameno s kloubem	ND16.013.000	50 000	3 300 / 3 800 / 4 400	> 93	18	85	1,3

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)