

OPTICLUX 10**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 0,15 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Dioptrie	Lupa zvětšení	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
Stropní									
OPTICLUX 10-1 C T1	ND15.817.000	6 000	6 500	> 95	16	3,5	1,9	109	9,1
OPTICLUX 10-2 C T1 Wood	ND15.816.000	6 000	6 500 K / 365 nm	> 95	16	3,5	1,9	109	9,1
Volitelné upevnění na eurolištu, zeď, stůl, pojízdný stojan - viz příslušenství									
OPTICLUX 10-1 P TX	ND15.815.000	6 000	6 500	> 95	16	3,5	1,9	108	2
OPTICLUX 10-2 P TX Wood	ND15.814.000	6 000	6 500 K / 365 nm	> 95	16	3,5	1,9	108	2

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)