

TRIANGO 100 DUO**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 1 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Hloubka osvětlení (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
Stropní								
TRIANGO 100-1 C Duo	ND16.201.000	2 x 100 000	4 300	> 96	18	80	157	30
TRIANGO 100-3 C Duo Fokus	ND16.202.000	2 x 100 000	3 700 / 4 300 / 4 700	> 96	18 / 23 / 28	80	157	30

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)