

**TRIANGO 130****ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 1 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Hloubka osvětlení (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
<b>Stropní</b>								
TRIANGO 130-3 C Fokus	ND16.290.000	130 000	3 700 / 4 300 / 4 700	96	16 / 20 / 25	80	152	15,9
<b>Nástěnné</b>								
TRIANGO 130-3 W Fokus	ND16.291.000	130 000	3 700 / 4 300 / 4 700	96	16 / 20 / 25	80	152	15,3
<b>Pojízdné</b>								
TRIANGO 130-3 F Fokus	ND16.292.000	130 000	3 700 / 4 300 / 4 700	96	16 / 20 / 25	80	72	20

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)