

TRIANGO 60**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 1 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světél. pole (cm)	Hloubka osvětlení (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
Stropní								
TRIANGO 60-1 C	ND16.250.000	60 000	4 700	> 95	18	140	171	13
TRIANGO 60-1 C Fokus	ND16.252.000	60 000	4 700	> 95	18 / 23 / 25	140	171	13
TRIANGO 60-3 C	ND16.251.000	60 000	3 700 / 4 300 / 4 700	> 95	18	140	171	13
Nástěnné								
TRIANGO 60-1 W	ND16.256.000	60 000	4 700	> 95	18	140	171	12,5
TRIANGO 60-1 W Fokus	ND16.258.000	60 000	4 700	> 95	18 / 23 / 25	140	171	12,5
TRIANGO 60-3 W	ND16.257.000	60 000	3 700 / 4 300 / 4 700	> 95	18	140	171	12,5
Pojízdné								
TRIANGO 60-1 F	ND16.259.000	60 000	4 700	> 95	18	140	91	19
TRIANGO 60-1 F Fokus	ND16.261.000	60 000	4 700	> 95	18 / 23 / 25	140	91	19
TRIANGO 60-3 F	ND16.260.000	60 000	3 700 / 4 300 / 4 700	> 95	18	140	91	19
TRIANGO 60-1 F Battery	ND16.278.000	60 000	4 700	> 95	18	140	91	31

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)