

TRIANGO 80**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

Varianta a typ svítidla	Objednací číslo	Světelný výkon / 1 m (lx)	Teplota chromatičnosti (K)	Index barev - CRI (Ra)	Průměr světeln. pole (cm)	Hloubka osvětlení (cm)	Délka ramene (cm)	Hmotnost (kg)
Stropní								
TRIANGO 80-1 C	ND16.131.000	80 000	4 500	> 95	18	240	175	14
Nástěnné								
TRIANGO 80-1 W	ND16.136.000	80 000	4 500	> 95	18	240	175	13,5
Pojízdné								
TRIANGO 80-1 F	ND16.132.000	80 000	4 500	> 95	18	240	95	20
TRIANGO 80-1 F Battery	ND16.209.000	80 000	4 500	> 95	18	240	95	32

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)