

VISIANO 10**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY**

| Varianata a typ svítidla | Objednací číslo | Světelný výkon / 0,5 m (lx) | Teplota chromatičnosti (K) | Index barev - CRI (Ra) | Průměr světeln. pole (cm) | Délka ramene (cm) | Hmotnost (kg) |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Volitelné upevnění na eurolištu, zeď, stůl, pojízdný stojan - viz příslušenství | | | | | | | |
| VISIANO 10-1 P S10 | ND15.732.000 | 50 000 | 4 400 | > 93 | 18 | 87 | 1,1 |

Podrobné technické parametry a výkres svítidla - viz Technický list (na vyžádání)