

# Basic

## Spolehlivé odsávání s důrazem na hygienu



# Basic

## Výkonná a tichá

Vysoká kapacita odsávání díky spolehlivé pístové technologii.

### Oblast použití

Vhodná pro odsávání tělních tekutin. Využití na ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

Basic odbourává hygienické problémy díky jednodílnému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Basic minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady na provoz a údržbu.



Přenosná verze  
bez madla



Přenosná verze  
s madlem



Pojízdná verze

### RYCHLÁ FAKTA

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednodílný kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro každý typ endoskopického systému
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

### TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-90 kPa / - 675 mmHg
	Průtok	30 l/min.
	Přenosná verze	9,3 kg
	Pojízdná verze	16 kg
	VxŠxH	210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze)
	Záruka	5 let
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	50 W
	ZP	IIa








## SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- průtok: 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- hlučnost: jen 36,3 dB
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- integrovaný držák pro 2 láhve
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

### ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZÁRUKA
• 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná	N071.0000	MEDELA Basic s madlem 5 let
• 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelná	N071.0001	MEDELA Basic bez madla 5 let
• 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm		(vhodný do endo věží)
• 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná		
• 1x síťový kabel		
• 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm		

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<b>N077.0741</b>	<b>Vozík s eurolišťou</b> Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.
	<b>N077.0521</b>	<b>Držák láhve na eurolišťou, plastový</b> Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolišťou.
	<b>NB011600003</b>	<b>Zásobník katetrů, nerezový</b> VxŠxH: 500x100x100 mm
	<b>N077.0563</b>	<b>Přepínač vakua</b> Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve.
	<b>N077.0751</b> <b>N077.0752</b>	<b>Držák hadice na eurolišťou – levý</b> <b>Držák hadice na eurolišťou – pravý</b> Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské
	<b>N077.0747</b>	<b>Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolišťou</b> Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolišťou vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.
	<b>N077.0743</b>	<b>Košík k vozíku odsávaček</b>
<b>Sběrný systém</b>	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz kompletní katalog Medela.

**Výrobce:**

**Medela AG**

Lättichstrasse 4b  
6341 Baar / Switzerland

**Distributor a servisní středisko:**

**DN FORMED Brno s.r.o.**

Hudcova 76a  
612 00 Brno  
Telefon: 770 144 113  
E-mail: [chirurgie@dnformed.cz](mailto:chirurgie@dnformed.cz)  
[www.dnformed.cz](http://www.dnformed.cz)

