

Basic

Výkonná a tichá

Vysoká kapacita odsávání díky spolehlivé pístové technologii.

Oblast použití

Vhodná pro odsávání tělních tekutin. Využití na ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

Basic odbourává hygienické problémy díky jednodílnému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Basic minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady na provoz a údržbu.



Přenosná verze
bez madla



Přenosná verze
s madlem



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednodílný kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro každý typ endoskopického systému
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|---|----------------|--|
|  | Podtlak | -90 kPa / - 675 mmHg |
|  | Průtok | 30 l/min. |
|  | Přenosná verze | 9,3 kg |
| | Pojízdná verze | 16 kg |
|  | VxŠxH | 210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze) |
|  | Záruka | 5 let |
|  | Příkon | 220 - 240 V, 50 Hz |
| | Výkon | 50 W |
|  | ZP | IIa |








SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- průtok: 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- hlučnost: jen 36,3 dB
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- integrovaný držák pro 2 láhve
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | OBJEDNACÍ ČÍSLO | ZÁRUKA |
|--|-----------------|------------------------------|
| • 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná | N071.0000 | MEDELA Basic s madlem 5 let |
| • 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelná | N071.0001 | MEDELA Basic bez madla 5 let |
| • 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm | | (vhodný do endo věží) |
| • 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná | | |
| • 1x síťový kabel | | |
| • 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm | | |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---|--|---|
|  | N077.0741 | Vozík s eurolišťou Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy. |
|  | N077.0521 | Držák láhve na eurolišťou, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolišťou. |
|  | NB011600003 | Zásobník katetrů, nerezový VxŠxH: 500x100x100 mm |
|  | N077.0563 | Přepínač vakua Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve. |
|  | N077.0751 N077.0752 | Držák hadice na eurolišťou – levý Držák hadice na eurolišťou – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské |
|  | N077.0747 | Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolišťou Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolišťou vozíku, na kterém je odsávačka umístěna. |
|  | N077.0743 | Košík k vozíku odsávaček |
| Sběrný systém | Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve). | |

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.