

Pasterizátor mateřského mléka

MED CARE[®]
VISIONS

Pasterizace pomocí suchého ohřevu

BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE


Přístroj Clinitherm je určený pro **bezpečný ohřev** a pasterizaci mateřského mléka.

Díky technologii suchého ohřevu je proces velmi bezpečný jelikož **nedochází k množení bakterií** a choroboplodných zárodků.

Parametry přístroje jsou nastaveny výrobcem. Je pasterováno při teplotě 63 ° C po dobu 30 minut. Teplota mateřského mléka je trvale měřena pomocí referenční láhve.

VÝHODY PASTERIZÁTORU

- Prevence přenosu cytomegalovirů (CMV)
- 3-stupňová ochrana proti přehřátí: softwarová, elektronická a mechanická
- Kontrola stálosti teploty
- Lze použít i jako ohřívač
- Uživatelsky příjemné a jednoduché menu
- Vizuelní a akustický signál při dokončení procesu pasterizace
- Možnost propojení s PC a zpracování doku mentace o procesu (volitelný software)
- Plně automatický proces
- Není potřeba žádný spotřební materiál



TECHNICKÉ PARAMETRY

Kapacita	10 lahví
Ponorná hloubka	120 ml
Materiál přístroje	hliník, s práškovým nástřikem
Ovládací prvky	digitální

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ochrana proti přehřátí	Elektronická a mechanická
Napájení	230 V / 50 Hz
Hlavní pojistka	ano
Certifikát	CE 0123