

Vario 18

Všestranná a mobilní

Odsávačka Vario 18 nabízí nízkou hladinu hluku, spolehlivý výkon a mobilitu.

Bateriová verze je ideální pro přepravu pacientů.

Oblast použití

Odsávání z dýchacích cest a malé chirurgické zákroky.
Vhodná pro lůžková oddělení, JIP, ambulance, pečovatelskou službu, privátní praxi, sanitní vozy, domácí péči.

Vysoká bezpečnost odsávání je zajistěna aretačním tlačítkem, které zabraňuje náhodnému přenastavení vakua.



Pojízdná verze



RYCHLÁ FAKTA

- rychlé vytvoření podtlaku speciální pístovou technologií QuattroFlex
- přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
- bezpečnostní aretační tlačítko zabraňuje náhodnému přenastavení vakua
- možnost uchycení na eurolíštu nebo na vozík s eurolíštem
- Integrované držáky odsávací hadice a lahví
- madlo pro snadnou manipulaci
- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC) 30 min.
- připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- snadné nastavení, použití a čištění
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- malá, lehká, praktická
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-75 kPa / -563 mmHg ($\pm 10\%$)
	Průtok	18 l/min.
	AC AC/DC	3.5 kg 4.2 kg
	VxŠxH	380x170x285 mm
	Výdrž baterie	30 minut
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	80 W
	ZP	IIa

SPECIFIKACE

- průtok: 18 l/min
- podtlak: -75 kPa
- čtyřpístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua - technologie QuattroFlex
- bezolejový systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- blokace nastaveného vakua
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- integrovaný držák odsávací hadice
- dva integrované držáky lahví
- světelná indikace chodu odsávačky
- tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz
- min. dvoustupňová ochrana proti přesátí
- barevně značený manometr
- VIRUS filtr kombinovaný s ochranou proti přesátí
- možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí – polysulfonové, autoklávovatelné
- možnost upevnění na eurolíštu
- možnost upevnění na vozík s eurolíštou
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 30 – 120 min. dle nastaveného podtlaku (u verze AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5x virový filtr kombinovaný proti přesátí, jednorázový
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 25 cm
- 1x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x spojka propojovací 90°, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice pacientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
- 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

OBJEDNACÍ ČÍSLO

- N026.2112 MEDELA Vario 18 AC 2 roky
N026.5112 MEDELA Vario 18 AC/DC 2 roky

ZÁRUKA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0511	Vozík s eurolíštem pro odsávačku Vario a centrální sání Pětiramenný, brzděná kolečka
	N077.0821	Držák se šroubem na eurolíštu, 10 x 25 mm Pro uchycení odsávačky Vario na eurolíštu
	N077.0105	Adaptér pro láhev na Medela vak Adaptér slouží k uchycení láhev pro Medela vaky
	N077.0831	Brašna Pro bezpečnou přepravu Varia a příslušenství Pevné pouzdro s ramenním popruhem a kapsami
	N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii Pro provoz odsávačky Vario AC/DC v autě 12V DC kabel
	N077.0743	Košík k vozíku odsávaček
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhvě).	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 29 - 30.