

DP 30 LipoPlus Dispenser

Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

OBLAST POUŽITÍ

Plastická chirurgie - liposukce, angiologie, artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Oproti verzi DP 30 díky svému vyššímu výkonu podává větší objem infiltrační kapaliny s optimálním tlakem. Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario.

Možnost použití námi dodávaných infiltračních nerezových kanyl výrobce DUFNER nebo infiltračních jednorázových jehel SUPRA. Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex s vozíkem, na kterém je instalován nastavný držák pro DP 30 LipoPlus.

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4181 Infiltrační pumpa DP 30 LipoPlus
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Další velikosti jehel na vyžádání.

ZÁRUKA

1 rok

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4163 Dispenser DP 30 LipoPlus vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa



TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	Ila
Průtok	1-24 l/hod (210 ml / min.)
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	2,0 bar