

DP 30 Dispenser

Infiltrační pumpa vč. pedálu Vario

OBLAST POUŽITÍ

Cévní chirurgie - angiologie, dále pak artroskopie, laparoskopie, endodoncie, endoskopie, ureteroendoskopie, gastroenterologie a další aplikace.

Otáčky lze snadno regulovat nožním pedálem Vario. Možnost použití námi dodávaných infiltračních nerezových kanyl výrobce DUFNER nebo infiltračních jednorázových jehel SUPRA.

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- N4180 Infiltrační pumpa DP 30
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Další velikosti jehel na vyžádání.

ZÁRUKA

1 rok



OBJEDNACÍ ČÍSLO

N4187 Dispenser DP 30 vč. pedálu Vario - infiltrační pumpa

TECHNICKÁ DATA	
Klasifikační třída	IIa
Průtok	1-12,5 l/hod (210 ml / min.)
Hmotnost	2,5 kg
Rozměr	260 × 250 × 110 mm
Příkon	230 V, 50 Hz
Max. tlak	1,5 bar